



Epilepsialarm

Sikrer hurtig reaktion og giver tryghed

Epilepsi- og krampeanfald kan være meget forskellige. Nogle anfald består af svedudbrud, hjertebanken og forvrængning af sanserindtryk. Andre anfald bevirker bevidstløshed og kramper i hele kroppen. Ascom Danmark tilbyder en serie af produkter, der enkeltvis eller sammensat kan dække de individuelle behov hos epilepsiramte.

Sikkerhed hele døgnet

Den afgørende faktor er tryghed. Pårørende, personale og den epilepsiramte skal mærke mindst muligt til risikoen for anfald. Hele døgnet. Med mulighed for at kombinere produkterne sikres hver enkel bruger en optimal, individuel alarmløsning.

Skaber frihed og sikkerhed for både beboere og personale

Til sygehus og institution

På sygehuse og institutioner finder vi ofte senge med fjederbunde, som egner sig fortrinligt til ophæng af vibrationsdetektoren. Et alternativ hertil er den eksterne føler, som kan placeres ovenpå madrassen - lige under topmadrassen. Nogle madrasser er opbygget, så de dæmper rystelserne fra krampeanfald - også her sikrer den eksterne føler registrering og alarmering. Føleren kan også monteres på kørestole.

Til hjemmet

Til hjemmeboende brugere er det praktisk at kunne flytte sit epilepsialarmsystem. Ascom Danmark tilbyder transportable enheder, som på nogle minutter kan installeres i sengen - uanset hvor denne er placeret, når bare der er adgang til strømforsyning.

Individuel tilpasning

Kramper, ufrivillig vandladning, sved, lyde - alle anfald kræver assistance. Uanset hvilken kombination af produkter der vælges, fungerer alarmeringen ved en registrering af anfaldet. Registreringen videresendes til en modtager, som alarmerer den person, der skal assistere. Oftest bærer denne person en trådløs enhed som for eksempel en trådløs telefon eller en personsøger. Enkelt og sikkert. Epilepsialarmen er gennemarbejdet med henblik på enkel betjening. Især på institutioner, hvor der skal betjenes mange apparater, er en enkel betjening vigtig.

Specifikationer

Epilepsialarm

Enkel daglig betjening

Med kun 2 knapper på enheden, sikres den enkle betjening, som er så vigtig i dagligdagen

Enkel programmering

Med enkel programmering gør vi installation og implementering lettere. Manual medfølger

Timerfunktion

Automatisk tænd/sluk funktion er praktisk og udføres med en timer

Indbygget rysteføler

Den indbyggede rysteføler sikrer både bruger og pårørende/plejere. Når det er påkrævet, kan en ekstern føler være det optimale valg

Justering af føler

Med mulighed for justering af antal rystelser før en alarm afsendes, sikres den individuelle tilpasning

Batterialarm

En batteriindikator advarer, når batteriniveauet er lavt, og det er tid til at skifte batterierne ud

Relæudgang

Udgangen anvendes ved tilslutning til kaldeanlæg



433-10
Micropager



EPI-2000
Epilepsialarm



EPI-2000S
Ekstern føler

Ascom Danmark A/S

Tåstrup afd.
Roskildevej 342C
DK-2630 Tåstrup
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

Silkeborg afd.
Ørstedsvej 9
DK-8600 Silkeborg
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

info@ascom.dk
www.ascom.dk

ascom