



Nu kan kritisk ventetid på afdelingen springes over

Præcise beskeder - hurtig handling.

Virker situationen bekendt – ikke at kunne få ordentlig besked i rette tid? Selv om kollegaen er optaget, sikrer NetPage, at der altid kommer en præcis tekstbesked igennem på personsøgeren eller den trådløse telefon: *Patienten Grethe Jensen er tilbage fra røntgen. Billeder og prøvesvar er klar. Konferencen er rykket 30 minutter frem... osv.*

Derfor kan der handles straks – uden at ringe tilbage til den kollega, sygeplejerske, radiograf, laborant eller sekretær, der har sendt beskeden. NetPage løser op for de kritiske situationer, hvor mangelfuld kommunikation medfører kostbar ventetid.

Lægges på intranettet og kan bruges fra enhver PC.




Tast og send præcise beskeder fra enhver PC – direkte til modtagerens display

Nu kan man altid komme igennem med en vigtig besked, uanset om kollegaen taler i sin trådløse telefon eller er optaget til anden side. Tekstbeskeder på op til 120 karakterer kan lynhurtigt sendes direkte til modtagerens display

– fra enhver PC, der er på hospitalets intranet. Der er mange andre arbejdsbesparende fordele, f.eks. kan der lægges faste beskeder ind som bruges ofte – oprettes grupper af modtagere – angives

hvor høj prioritet, beskeden har – og anmodes om kvittering* for modtagelsen. En ekstra fordel er, at man via forskellige biptoner kan angive beskedens vigtighed og handle straks derefter.

► Person søgere og trådløse telefoner rykker på intranettet og bli'r til NetPage.



- Altid besked igennem til modtagers display, også når telefonen er optaget eller indstillet på "møde"
- Mulighed for præcise tekstbeskeder
- Mindst 120 karakterer - tekstbeskeder lange nok til specifikke patientoplysninger
- Biptoner signalerer vigtighed
- Mulighed for gruppebeskeder
- Let at sende beskeder fra enhver PC på intranettet
- Mulighed for kvittering* for modtaget/set besked

Ascom Danmark A/S

Tåstrup Afd.
Roskildevej 342C
DK-2630 Tåstrup
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

Silkeborg Afd.
Ørstedvej 9
DK-8600 Silkeborg
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

info@ascom.dk
www.ascom.dk

* Kvitteringsfunktionen kræver en 2-vejs personsøger eller minimum en Ascom 9d Messenger telefon

ascom