



Nurse Station Server

Få større udbytte af teleCARE systemet

Nurse Station Server sikrer fuld fleksibilitet. Jo mere travlt der er i en organisation, jo vigtigere er det at være opmærksom på, at ressourcerne anvendes bedst muligt.

Optimering

Tid er en af sundhedssektorens mest knappe ressourcer. Samtidig øges kravene til kvaliteten af patientplejen. Ressourcerne skal med andre ord anvendes optimalt. Her kommer Nurse Station Server (NNS) ind i billedet med muligheden for at planlægge ressourcetildelingen i patientplejen på den enkelte afdeling - med 100% fleksibilitet.

Man kan hurtigt finde alle oplysninger om en bestemt patientseng

Overblik over patientkald

Nurse Station Server giver mulighed for at tjekke teleCARE systemets logfiler, som blandt andet giver overblik over alle patientkald - for eksempel med hensyn til, hvornår der blev kaldt, hvor og hvornår kaldene blev afstillet.

Der kan anvendes forskellige filtre, så man hurtigt finder de oplysninger, der er brug for. For eksempel kan man hurtigt finde alle oplysninger om en bestemt patientseng og på den måde se responstider og udskrive rapporter. Alle følsomme oplysninger og funktioner er naturligvis beskyttet med password.

Nemt at lave vagtplaner og patienttildelinger

Med tildelingsfunktionen kan man både optimere plejen og effektiviteten. Det er nemt og hurtigt at tildele en personlig plejer eller gruppe af plejere til en patient - alt efter dennes behov.

Vagtplaner kan nemt forberedes og alle tildelinger kan printes ud for således at følge med ved vagtskifte.

Hvordan lader alt dette sig gøre?

Man placerer NSS mellem teleCARE patientkaldanlægget og det lokale netværk. Hermed er det muligt at komme i kontakt med NSS systemet via enhver PC. NSS informationerne præsenteres på en standard web-browser.

Fordelene - kort fortalt

NSS systemet fra Ascom er et nemt og brugervenligt værktøj, der dels organiserer plejepersonalets vagtplaner og dels gør det nemt at overvåge patientkaldanlægget med adgang til logfiler over hændelser. NSS systemet passer til alle typer af organisationer - uanset størrelse.



Egenskaber

Nurse Station Server

Logfil

Søgning i logfilen via standard- eller individuel søgning

Tildelinger

Mulighed for at tildele personlig pleje eller gruppepleje

Vagtplaner

Mulighed for at definere vagtplaner - nemt at foretage ændringer

Print

Patienttildelinger kan printes ud til brug ved vagtskifte m.v.

Password


Alle tildelinger og logfiler er beskyttet ved passwords på flere niveauer

Nemt at installere

Benytter det lokale netværk og standard brugerflade

Brugervenligt

Opbygget med intuitiv brugerflade



Ascom Danmark A/S

Tåstrup afd.
Roskildevej 342C
DK-2630 Tåstrup
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

Silkeborg afd.
Ørstedvej 9
DK-8600 Silkeborg
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

info@ascom.dk
www.ascom.dk