



Optiseat

Ikke flere ubemærkede smuttere

Med Optiseat sættes tryk-
hed i fokus - for både per-
sonale, beboere og pårø-
rende. Uden aktiv indsats
fra beboeren kan plejepers-
sonalet blive adviseret, når
det er nødvendigt at være
til stede. Den typiske
brugergruppe består f.eks.
af demente og beboere
med handicaps.

Kom ulykkerne i forkøbet

Det patenterede Optiseat er en unik
metode til at forebygge faldulykker.
Denne unikke, bekvemme pude er
udstyret med en sensor, som regi-
strerer et tryk på puden.

Hvis beboeren forlader stolen, reage-
rer Optiseat straks ved at udsende
et lydsignal (lydsignalet varighed
kan justeres). Optiseat sender et
signal til plejepersonalets kaldesy-
stem eller til en universel modtager.

Undgå at beboerne
fikseres i længere
tid ad gangen.

Bekvem og fleksibel

Man kan justere signalet, så tiden
forsinkes. Derved kan systemet til-
passes enhver situation. Puden er
flad, fleksibel og yderst bekvem. Den
kan lægges i alle former for stole.
Puden er fremstillet af vandtæt, anti-
slip-materiale, som huden kan ånde
igennem, og den placeres let på en
stol eller i en kørestol.

Nedbringer antallet af ulykker

Ifølge grundige undersøgelser fore-
taget på plejehjem, stiger antallet af
faldulykker ganske langsomt i løbet
af dagen. De toppe omkring kl.

16.00. De mest almindelige årsager
til ulykkerne er, at beboerne er trætte,
men det skyldes også begrænset
bemanding på dette tidspunkt af
dagen, hvilket gør det vanskeligt at
tilse alle beboere i nødvendigt om-
fang. Med Optiseat-puden adviseres
personalet øjeblikkeligt, hvis en be-
boer rejser sig. Det betyder, at det
ikke er nødvendigt at fikse bebo-
ere, da personalet får mulighed for
at reagere hurtigere. Dermed ned-
bringes antallet af faldulykker bety-
deligt.

Funktioner og fordele

Basisbeskrivelse

- En bekvem, fleksibel pude, der er fremstillet af vandtæt antislip-materiale, som huden kan ånde igennem
- Lydsignalets varighed kan justeres
- Optiseat sender et signal, hvis personalet glemmer at tilslutte den
- Optiseat-mikroprocessoren gør det muligt at justere programmeringen, så den passer til hver enkelt beboer
- Der er mulighed for at programmere den til en forsinkelse på op til 15 minutter, så den pågældende beboer kan nå på toilettet, uden at alarmen går i gang

De vigtigste fordele

- Den forebyggende effekt kan reducere antallet af faldulykker til et minimum
- Optiseat har en forebyggende funktion, fordi nogle af beboerne selv bliver opmærksomme og dermed passer bedre på
- Personalets arbejdsvilkår forbedres
- Behovet for at fiksere patienterne begrænses, fordi Optiseat giver mulighed for hurtig reaktion, hvis en beboer rejser sig
- Man kan programmere op til 10 Optiseat-puder pr. modtager.

Optiseat leveres i følgende varianter:

- DAZA-9020

Optiseat med indbygget sender til brug med STT tryktelefoner

- DAZA-9021

Optiseat med indbygget sender til brug sammen med universiel modtager type DAZA-1096

Ascom Danmark A/S

Tåstrup afd.
Roskildevej 342C
DK-2630 Tåstrup
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

Silkeborg afd.
Ørstedvej 9
DK-8600 Silkeborg
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

info@ascom.dk
www.ascom.dk

