



# teleCARE betjeningsenheder

## Funktionelt design og enkel installation

teleCARE patientkaldeanlæg findes i mange varianter. Med det store produktprogram kan der opbygges løsninger fra simple lys-/lydanlæg til store, integrerede løsninger baseret på tildelt patientpleje.

### Fleksible funktioner

teleCARE betjeningsenheder er kendt ved den unikke kombination af form og funktion og kan benyttes i alle typer af teleCARE systemer.

### Enkelt og variabelt

Betjeningsenhederne findes med op til seks forudprogrammerede funktioner. Hver knap har en karakteristisk farve; brugerens kaldeknap er f.eks. rød med et let genkendeligt symbol. Alle knapper er diskret baggrundsbelyste for lettere brug i mørke. Bliver en knap aktiveret øges lysstyrken for at bekræfte, at kaldet er aktiveret.

### Nyudviklet trækkontakt

Det er nemt for brugeren at aktivere den nyudviklede trækkontakt, der samtidig er beskyttet mod overlast. På træksnoeren findes et antal bolde, som deles i to halvdele ved for hårdt træk, samtidig med at kaldet sendes. Boldene kan senere samles af personalet.

### Sikkerhed i den mindste detalje

Betjeningsenhederne tilsluttes med et patenteret stik, der er konstrueret til hårdhændet behandling. Dette stik er konstrueret på en sådan måde, at det bliver rykket ud, hvis der trækkes hårdt i ledningen. Når stikket fjernes, genereres automatisk et kald til personalet. Personalet kan - uden brug af værktøj - sætte stik-

Det er nemt for brugeren at aktivere den nyudviklede trækkontakt

ket i igen, og betjeningsenheden er igen funktionsdygtig. De fleste betjeningsenheder findes både med og uden det patenterede stik og kan leveres med relæfunktioner til f.eks. lysstyring.

### Neutralt design

Betjeningsenhederne kan installeres i næsten alle vægdåser ved hjælp af den specielle monteringsplade. Enhederne kan leveres i et neutralt gråt eller hvidt design, der passer ind i alle miljøer.

## Egenskaber

### teleCARE betjeningsenheder

Komplet kaldesystem med patientkald, assistansekald, nødkald og afstilling

Præsentation af kald i bærbare enheder eller på faste displays

Vagtvælger for enkelt valg af forudprogrammeret vagtplan

Kan kombineres med faste patientmoduler, personalarm, personsøgning og trådløst telefonsystem

Elegant slim-line design  
- kun 17 mm dyb

Alle knapmoduler findes med eller uden systemstik eller trækkontakt



Kaldemodul med tilslutningsstik



Hjertestop med eller uden systemstik



Kaldemodul med 3 funktioner og tilslutningsstik



Kaldemodul med kaldeknop og tilslutningsstik



Afstillingspanel



Kaldemodul med 3 funktioner og trækkontakt



Kaldemodul med assistansekald og afstilling



Vagtvælger



Kaldemodul med 3 funktioner og talemodul



U971 Patient alarmsender

## Ascom Danmark A/S

Tåstrup afd.  
Roskildevej 342C  
DK-2630 Tåstrup  
T +45 70 20 38 83  
F +45 70 20 38 82

Silkeborg afd.  
Ørstedvej 9  
DK-8600 Silkeborg  
T +45 70 20 38 83  
F +45 70 20 38 82

info@ascom.dk  
www.ascom.dk

ascom