

teleCARE patienthåndsat

Til både patientens og personalets fordel

teleCARE patientkaldeanlæg findes i mange varianter. Med det store produktprogram kan der opbygges løsninger fra simple lys-/lydanlæg til store, integrerede løsninger baseret på tildelt patientpleje.

Nem betjening

Der findes fire forskellige patienthåndsat til teleCARE. Håndsatene er alle lette, kompakte og ekstremt slidstærke. De store knapper er lette at betjene. De tydelige symboler i forskellige farver reducerer risikoen

Håndsatet er konstrueret på baggrund af mange års erfaring

for fejlbetjening, og der er diskret baggrundslys i knapperne for at lette betjeningen i mørke. Alle håndsat er vandtætte og kan neddyppes i væske i forbindelse med sterilisering.

Patenteret stik

Håndsatet placeres i en holder, der monteres på væggen eller sengebordet og tilsluttes teleCARE anlægget via et patenteret stik. Dette stik er konstrueret på en sådan måde, at det bliver rykket ud, hvis der trækkes hårdt i ledningen, uden at hverken stik eller ledning lider overlast. Når stikket fjernes, genereres et kald for at henlede personalets opmærksomhed på, at der skal tages hånd om noget på den pågældende stue.

Færre reparationsomkostninger

Patienthåndsatet er konstrueret på baggrund af mange års erfaring og et målrettet udviklingsarbejde, og har vundet priser for det funktionelle design. Resultatet er et håndsat, der tåler daglig brug i et krævende miljø.
Se funktionsoversigt på bagsiden.



Egenskaber

Patienthåndsæt

Komplet kaldesystem med patientkald, assistancekald, nødkald og afstilling

Præsentation af kald i bærbare enheder eller på faste displays

Vagtvælger for enkelt valg af forudprogrammeret vagtplan

Kan kombineres med faste patientmoduler, personalarm, personsøgning og trådløst telefonsystem

Elegant slim-line design
- kun 17 mm dyb



Patienthåndsæt med radiokontrol og 2 knapper til lysstyring







Patienthåndsæt med radiokontrol, lysstyring og talekommunikation



Patienthåndsæt, mini



Patienthåndsæt, mini med 2 knapper til lysstyring

Funktionsoversigt for teleCARE patienthåndsæt				
Patenteret stik	+	+	+	+
Vandtæt, kan steriliseres	+	+	+	+
Baggrundsbelyst knap	+	+	+	+
Talemulighed				+
Lysstyring 1		+	+	+
Lysstyring 2		+	+	
Radio/musikkontrol			+	+
Tilslutning til hovedtelefon			+	+
TV-kontrol			+	+



Holder til patienthåndsæt



Holder til patienthåndsæt, mini



Patenteret stik

Ascom Danmark A/S

Tåstrup afd.
Roskildevej 342C
DK-2630 Tåstrup
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

Silkeborg afd.
Ørstedvej 9
DK-8600 Silkeborg
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

info@ascom.dk
www.ascom.dk

ascom